



شرکت داوین سا

(سهامی خاص)

شماره: ۱۱۳۴۵
تاریخ: ۹۶/۱۱/۰۷
پیوست:

گزارش و گواهی تست و کالیبراسیون الکتروکاردیوگراف داوین سا

نام مرکز درمانی: طب کار سما

نوع دستگاه: الکتروکاردیوگراف ۶ کاناله مدل DC-600 با شماره سریال 60130621081C

تاریخ کالیبراسیون دستگاه: ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

تاریخ کالیبراسیون بعدی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

تست های انجام شده

۱ - تست ولتاژ باطری دستگاه: بدون بار ۱۴,۶۰ ولت ☒ با بار ۱۴,۱۰ ولت ☒

۲ - تنظیم دامنه، پالس راهنمای دستگاه:

۲,۵ میلیمتر بر میلی ولت ☒ ۵ میلیمتر بر میلی ولت ☒ ۱۰ میلیمتر بر میلی ولت ☒ ۲۰ میلیمتر بر میلی ولت ☒

۳ - تنظیم مرکزیت دستگاه: تنظیم گردید ☒

۴ - تنظیم سرعت حرکت نوار:

۲۵ میلیمتر بر ثانیه ☒ ۵۰ میلیمتر بر ثانیه ☒

۵ - تنظیم حساسیت هد نویسنده با نوار استاندارد: تنظیم گردید ☒

۶ - تست High voltage دستگاه: تست گردید ☒

۷ - تست جریانهای ناشی فاز، نول و بدنه الکتروکاردیوگراف: اندازه گیری شد ☒

۸ - تست ضربان قلب: (HR) ورودی / مقدار اندازه گیری شده)

☒ 243 / 240 bpm ☒ 121 / 120 bpm ☒ 61 / 60 bpm ☒ 30 / 30 bpm

